



Recogemuestras con anillo de reboso
Sample insert with overflow ring

Diagnostest OVA

Sistema de diagnóstico de parásitos para dueños de mascotas
Parasite diagnostic system for pet owners

Nº Artículo	Nombre del Artículo
Artide no.	Article name
C: 120406	Kit con 50 tubos 50-test kit
C: 120407	Kit con 10 tubos 10-test kit

Ambas presentaciones incluyen solución de flotación
Both presentations include floating solution



Sistema de diagnóstico de parásitos (método de flotación) para el análisis de muestras en heces de animales. El kit sirve para:

- Toma de muestras simple y fácil por el dueño.
- Análisis higiénico de las muestras por el veterinario.
- Resultados precisos del análisis.

Funcionamiento de Diagnostest OVA:

Al suspender la muestra de heces en el líquido de flotación, que tiene un peso específico de 1.2, los huevos de Tenia, Pseudocelomas, así como los ooquistes de Coccidios flotan en dicho medio de flotación. Las partes más pesadas de la materia fecal se sedimentan en el fondo del recipiente.


Los huevos u ooquistes pueden ser retirados fácilmente con un portaobjetos y observados en el microscopio.

Parasite diagnostic system (flotation method) for the analysis of fecal samples of animals. Test kit for:

- A clean and easy taking of a sample by the pet owner.
- A convenient hygienic sample analysis by the veterinarian.
- Reliable accurate test results.

How works Diagnostest OVA:

Suspending the fecal sample in the flotation medium which has a specific weight of 1.2, the ova of pseudocoelomates and tapeworms as well as coccidia oocysts float to the top of the insert. The heavier parts of the sample remain on the bottom of the container. The ova or oocysts then can be taken/transferred easily to a slide for microscopic examination.



Toma de la muestra:

- Abra la tapa del recipiente y saque el recogemuestras interior azul.
- Tome la muestra de las heces mediante la extremidad estrecha del recogemuestras azul.
- A continuación introduzca el recogemuestras azul en el recipiente, sin encajarlo. Cierre la tapa. Lleve la muestra al veterinario o al laboratorio.

Análisis:

- Abra la tapa del recipiente. Llene el recogemuestras azul con la solución de flotación hasta la marca.
- Gire el recogemuestras azul a derecha y a izquierda unas 10 veces para separar los huevos de parásitos de las heces.
- Utilizando un segundo recipiente de paraTest, apriete sobre el anillo exterior del recogemuestras azul hasta que encaje.
- Rellene el recogemuestras azul con la solución de flotación hasta que se forme un menisco convexo en la superficie.
- Ponga un portaobjetos de 22 x 22 mm encima del menisco y manténgalo durante 15 minutos. Los huevos de los parásitos quedarán fijados en el portaobjetos.
- Retire con cuidado el portaobjetos con la ayuda de unas pinzas y estúdielo en el microscopio con un factor de aumento máximo de 100.

Collecting:

- Lift the cap and remove blue insert.
- Push the small end of blue insert into the stool to collect a fecal sample.
- Place the blue insert without locking in the container. Close the cap. Take it to your veterinary surgeon or laboratory as appropriate.

Analysis:

- Lift the cap and fill the blue insert with flotation solution to the middle mark.
- Rotate the blue insert back and forth approx. ten times to separate the parasite ova from the fecal sample.
- To secure the blue insert in the outer container, press down into place by applying pressure to a second container placed on top.
- Completely fill the blue insert with additional flotation solution to form a meniscus.
- Float a 22 x 22 mm slip on the meniscus for 15 mins. By means of flotation, the parasite ova will remain on the cover slip.
- Remove the cover slip carefully and start the microscopic examination at a maximum magnification factor of 100.