

## Technical Data Sheet

# Lindor Care® Empapador



### Descripción general del producto

Lindor Care® Empapador son dispositivos de un solo uso recomendados como protección simple o adicional para la cama o la silla de ruedas en pacientes encamados o para protocolos de cambio. El empapador absorbe la humedad proporcionando higiene, seguridad y comodidad. La excelente integridad de su cubierta absorbente le da mayor durabilidad.

Lindor Care® Empapador lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CEE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase I no estéril.

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Lindor Care® Empapador que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y la eficacia de Lindor Care® Empapador quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

### Aplicaciones/Indicaciones

#### Instrucciones de colocación:

- El empapador debe colocarse centrado sobre la sábana en sentido transversal. Coloque la zona impresa hacia abajo.



### Características de producto

Tecnología	
Antideslizante	Sí
Higiene	Sí
Seguridad	Sí
Protección	Sí
Ausencia de látex	Sí
Testado dermatológicamente	Sí

## Lindor Care® Empapador

### Dimensiones del producto

Dimensiones [mm]	40 x 60	60 x 60	60 x 90
Longitud total:	400	600	600
Ancho total:	600	600	900
Longitud del núcleo absorbente:	340	540	530
Ancho del núcleo absorbente:	535	535	820

### Propiedades específicas de producto

#### Lindor Care® Empapador

Características	40 x 60	60 x 60	60 x 90
Peso total: [g]	21.8	33.1	60.2

### Presentaciones

Producto	Unidades /presentación	Ref. HARTMANN
Lindor Care® Empapador 40 x 60	30 unidades	167306
Lindor Care® Empapador 60 x 60	30 unidades	167307
Lindor Care® Empapador 60 x 90	30 unidades	167305

### Etiquetado

- El código o número de lote es el siguiente (ejemplo):

Código: A B C D E F G H I  
Ejemplo: 8 0 1 2 0 3 9 1 4

A	Identificación del año. Ejemplos: 2018=8, 2019=9, 2020=0, 2021=1
B-C-D	Identificación secuencial automática proveída por SAP, que ordena cada lote de cada referencia desde 001 a 999.
E-F	Identificación de la línea en números: X02, X03 ó X04
G-H	Identificación de la planta : <b>91</b>
I	Dígito de control aleatorio, de 0 a 9 (automático, generado por SAP para cada orden)
K	Hora de fabricación del producto en el formato HH:MM donde HH son las horas de 00 a 23 y M los minutos de 00 a 59. (Solo para bolsas)

Technical Data Sheet

## Lindor Care® Empapador

### Acondicionamiento

Lindor Care® Empapador se presenta en 3 bolsas de polietileno, envasadas en films de transporte termosellado y paletizadas en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.