

Speed Duo FeLV/FIV™



DETECCIÓN RÁPIDA COMBINADA DE ANTÍGENOS P27 DEL FELV
Y ANTICUERPOS ESPECÍFICOS FRENTE A LA GLICOPROTEÍNA GP40 DEL FIV

Método

Inmunocromatografía de membrana.

Análisis

Prueba específica combinada para antígenos P27 de la cápside del FeLV y anticuerpos específicos frente a la glicoproteína GP40 del FIV.

Muestra

Suero, plasma o sangre entera.

Preparación y lectura

2 y 15 minutos, respectivamente.

Conservación

24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 °C.

Presentación

6 y 20 unidades.

Fiabilidad*

FeLV (frente al aislamiento del virus): sensibilidad 94,7% y especificidad 99,2%. FIV (frente a Western Blot): sensibilidad 96,3% y especificidad 98,9%.



*Comparado con las técnicas de referencia.

Nº de registro: Speed Duo FeLV/FIV 1992-RD.

