

# Speed Leish K™



DETECCIÓN RÁPIDA DE ANTICUERPOS CIRCULANTES ESPECÍFICOS  
FRENTA A KINESINAS DE *LEISHMANIA INFANTUM*

## Método

Inmunocromatografía de membrana.

## Análisis

Detección de anticuerpos circulantes específicos frente a kinesinas.

## Muestra

Suero, plasma o sangre entera.

## Preparación y lectura

2 y 15 minutos, respectivamente.

## Conservación

24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 °C.

## Presentación

6 y 20 unidades.

## Fiabilidad\*

Inmunofluorescencia indirecta: sensibilidad 96,3%  
y especificidad 100%.



\*Comparado con la técnica de referencia.  
Nº de registro: Speed Leish K 1817-RD.

