

Askina® Cast

Vendaje sintético para inmovilización

- Vendaje para inmovilización fabricado en poliéster termoplástico
- Se activa al sumergirlo en agua caliente (>70 °C)
- Fácil moldeado
- Enfriamiento y fraguado en 5 minutos
- Puede soportar el peso del animal a los 15-20 minutos
- Dependiendo del número de capas se puede quitar con tijeras para escayola o se requiere una sierra oscilante
- No libera partículas de polvo o de cristal al serrarlo para su extracción



Indicaciones

- Inmovilización de extremidades

Referencia	Medida	Uds / Caja
9052075	7,5cm x 3,6m	2



LX550R

Más información sobre instrumentos para escayola en <http://www.bbraun-vetcare.es/producto/tijeras-para-escayola>