

DESINFECTANTE



DESPADAC

Desinfectante de amplio espectro

Forma farmacéutica

Solución desinfectante

Composición

Cloruro de didecil dimetil amonio (Bardac 22®) 10%
Glutaraldehído 4 %
Formaldehído 3,15 %
Glioxal 3,2 %



Instrucciones de uso

Limpieza y desinfección de locales, alojamientos, utensilios, material, transporte ganadero, etc., especialmente en épocas con producción de brotes infecciosos.

Producto especialmente indicado como desinfectante germicida, fungicida y virucida.

Pulverización-nebulización o aspersión-rociado.

Despadac se solubiliza fácilmente en agua. Aplicar el producto diluido en agua sobre la superficie del material a desinfectar.

Desinfección sistemática: Diluir el producto en agua al 0,4 % (1 L de Despadac para 250 L de agua). Inactivación virus de la Peste porcina africana: Diluir el producto en agua al 1 % (1 L de Despadac para 100 L de agua). En caso de utilizar el producto en pediluvios, duplicar la dosis recomendada anteriormente.

Producto de origen

España

Presentación

1 L / 5 L / 25 L

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.