



AHORA TAMBIÉN PARA:

lagriNET® NEO

OCULAR

Indicaciones:

- Hiposecreción lagrimal.
- Queratoconjuntivitis seca como parte del tratamiento por sus propiedades lubricantes y humectantes.
- Coadyuvante en el tratamiento de úlceras corneales.
- Uso como preventivo de úlceras por desecación de la córnea en cirugías, sedaciones y animales críticos hospitalizados.
- Ayuda a mantener la integridad del epitelio corneal.

Modo de empleo:

Presionando el envase, aplicar una gota, un mínimo de 4 veces al día, sobre la superficie del ojo. Puede utilizarse con la frecuencia que sea necesaria ya que no contiene conservantes. Una vez abierto se puede utilizar hasta 3 meses después de abrir el envase por primera vez.

Tratamiento: al tratarse de una solución libre de conservantes se puede utilizar de forma indefinida mientras persista la sintomatología.

Presentación: envase multidosis de 10 ml de solución estéril hipoosmolar, con filtro. Gracias a su dosificador OSD se mantiene la esterilidad y se evita la contaminación del producto del interior del envase, incluso aunque se produzca el roce del aplicador con el pelo y las pestañas del animal.

Véase ficha técnica: pág. 41

Solución lubricante y humectante estéril hipoosmolar con pH fisiológico a base de Ácido Hialurónico de alto peso molecular y aguas destiladas de *Aloe vera* y *Centella asiatica* para la sequedad ocular. Solución de pH neutro.



Con dosificador oftálmico flexible "OSD"



NOVEDAD 2014

PVP recomendado impuestos incluidos	LagriNET Neo 10 ml:	11,10 €
-------------------------------------	---------------------	---------

Composición porcentual:

Ácido hialurónico de alto peso molecular	0,15%	Agua destilada de <i>Aloe vera</i>	10%	Agua destilada de <i>Centella asiatica</i>	10%
--	-------	------------------------------------	-----	--	-----



AHORA TAMBIÉN PARA:

lagriNET® NEO ENVASE CLÍNICO

OCULAR

Indicaciones:

- Hiposecreción lagrimal.
- Queratoconjuntivitis seca como parte del tratamiento por sus propiedades lubricantes y humectantes.
- Coadyuvante en el tratamiento de úlceras corneales.
- Uso como preventivo de úlceras por desecación de la córnea en cirugías, sedaciones y animales críticos hospitalizados.
- Ayuda a mantener la integridad del epitelio corneal.

Modo de empleo:

Presionando el envase, aplicar una gota, un mínimo de 4 veces al día, sobre la superficie del ojo. Puede utilizarse con la frecuencia que sea necesaria ya que no contiene conservantes. Una vez abierto se puede utilizar hasta 3 meses después de abrir el envase por primera vez.

Tratamiento: al tratarse de una solución libre de conservantes se puede utilizar de forma indefinida mientras persista la sintomatología.

Presentación: estuche con 12 envases multidosis de 10 ml de solución estéril hipoosmolar, con filtro. Gracias a su dosificador OSD se mantiene la esterilidad y se evita la contaminación del producto del interior del envase, incluso aunque se produzca el roce del aplicador con el pelo y las pestañas del animal.

Véase ficha técnica: pág. 41

Solución lubricante y humectante estéril hipoosmolar con pH fisiológico a base de Ácido Hialurónico de alto peso molecular y aguas destiladas de *Aloe vera* y *Centella asiatica* para la sequedad ocular. Solución de pH neutro.

Sin conservantes 3 meses de uso

NOVEDAD 2014



PVP recomendado impuestos incluidos	LagriNET Neo 10 ml (envase clínico 12 unidades):	121,20 €
-------------------------------------	--	----------

Composición porcentual:

Ácido hialurónico de alto peso molecular	0,15%	Agua destilada de <i>Aloe vera</i>	10%	Agua destilada de <i>Centella asiatica</i>	10%
--	-------	------------------------------------	-----	--	-----