

# TABERAQUA OCULAR

## Higiene oftálmica

Desinfectante para los delicados ojos de las tortugas.



### COMPOSICIÓN:

Ácido bórico, borato sódico y cloruro de benzalconio.

### PROPIEDADES:

Los ojos de las tortugas son muy sensibles. La falta de higiene en el acuaterrario, los cambios de temperatura, las corrientes de aire y una dieta deficiente en vitamina A son responsables de la "Enfermedad de los ojos".

**TABERAQUA OCULAR** es idóneo para limpiar los ojos hinchados de las tortugas acuáticas.

### INDICACIONES:

Solución desinfectante lista para su uso, especialmente formulada para tratar los sensibles ojos de las tortugas.

### MODO DE EMPLEO:

Impregnar una torunda de algodón con el líquido, procediendo a limpiar cuidadosamente los ojos, manteniendo unos segundos el algodón sobre los ojos.

Se puede aplicar varias veces al día, dependiendo de la importancia del cuadro.

Una vez disminuida la secreción y recuperada la movilidad de los párpados, aplicar un día más.

**Presentación comercial:** Frasco gotero de 20 ml.

Nº de Registro: 10.843H