

# ProntoVet

## Heridas limpias y descontaminadas



# El nuevo sistema integral de limpieza y descontaminación de heridas de B. Braun




ProntoVet  
for veterinary use  
Wound Gel

## ProntoVet Solución

Solución de irrigación para el lavado y descontaminación de heridas

### ¿Qué ventajas aporta ProntoVet Solución?

- Alta eficacia limpiadora por su elevado poder de arrastre de detritus
- Elimina los malos olores
- Estimula la granulación y la epitelización
- Contiene polihexanida –con efecto desinfectante– y betaina, un tensioactivo con capacidad detergente
- Penetra y disuelve el biofilm bacteriano que cubre las heridas, así como las coberturas de fibrina
- Facilita el cambio de apósitos resacos o pegados a la herida
- Fórmula única patentada.



Limpieza tradicional





ProntoVet

Alta capacidad de arrastre de detritus y biofilm bacteriano

## ProntoVet Gel

La misma fórmula única con consistencia de gel

- Permanece en la herida
- Aplicable de forma directa, mediante gasas empapadas o con jeringas en el caso de fistulas o lesiones cavitadas
- Limpia y descontamina la herida
- Crea las condiciones óptimas para la correcta cicatrización.



ProntoVet Gel – La densidad y viscosidad ideales

La polihexanida ha sido considerada como el tratamiento de elección en la limpieza de heridas.\*